



Pearson

Q

Q-interactive och Q-global

Q-interactive och Q-global är två olika digitala erbjudanden. På dessa två internetbaserade plattformar, kan användare såväl administrera och scora, som sammanställa resultat från, psykologiska test. Det finns både skillnader och likheter mellan Q-interactives och Q-globals funktionaliteter och användningsområden.

Q-global

Q-global ger möjlighet till såväl administrering av test/skattningsskalor som scoring och resultat-sammanställning via dator. Detta kan göras på *tre* sätt:

Manuell inmatning

Användare kan välja att administrera ett test eller en skala i *papper och penna-version*, och i efterhand mata in råpoängen i Q-globals scoringmodul, för att därefter generera en resultatrapport. I detta fall fungerar Q-global som ett renodlat scoringprogram.

Skärmadministrering

Testpersonen genomför testet eller besvarar skalan *direkt på skärmen* vid besök hos användaren, varefter en resultatrapport kan genereras.

Fjärradministrering på skärm

Testpersonen får ett *e-mail med en inbjudan* att genomföra testet eller besvara skalan hemma eller på annan plats. Användare kan sedan generera en resultatrapport.

De test/skattningsskalor som idag kan scoras och/eller administreras på Q-global är:

WPPSI-IV – endast scoring av papper och penna-administrerat test.

WISC-V – endast scoring av papper och penna-administrerat test.

D-REF – välj mellan scoringfunktion (mata in råpoäng från pappersversion) eller administrering direkt på datorskärm (skärmadministrering eller fjärradministrering på skärm).

AWMA-2 – testet ges till testpersonen på skärmen, via skärmadministrering eller fjärradministrering på skärm.

WMRS – välj mellan scoringfunktion (mata in råpoäng från pappersversion) eller administrering direkt på datorskärm (skärmadministrering eller fjärradministrering på skärm).

Sensory Profile 2 – välj mellan scoringfunktion (mata in poäng från pappersversion) eller administrering direkt på datorskärm (skärmadministrering eller fjärradministrering på skärm).

Q-interactive

Q-interactive ger möjlighet att administrera test via iPad.

Q-interactive omfattar såväl en app (Assess) som laddas ner till iPad, som en webbaserad "hemmas" (Central). Via Assess-appen kan användaren administrera test. På Central kan användaren (på dator eller iPad) lägga upp nya testpersoner, sätta samman ett testbatteri, se anteckningar från en testning, generera en resultatrapport med mera.

Användning av Q-interactive kräver två iPad. Testpersonens iPad fungerar som stimulusbok och svarshäfte, och reducerar därmed behovet av pappersmaterial. Testledarens iPad ersätter manual (anvisningar och instruktioner finns på iPad) och protokoll (tespersonens svar noteras direkt på iPad). Q-interactive sköter tidtagning, ger möjlighet till ljudinspelning och håller reda på startpunkter, vändregler och regler för att avbryta.

Scoring och resultatsammanställning görs automatiskt i systemet.

De test som idag kan administreras på Q-interactive är:

WISC-V

WAIS-IV

D-KEFS (ett urval av deltest)

NEPSY-II (ett urval av deltest)

Läs mer om [Q-interactive](#).